

The background of the document features a stylized, golden-yellow line drawing on a light blue background. It depicts laboratory glassware, including several Erlenmeyer flasks and beakers, some of which are interconnected by a network of lines, suggesting a chemical or biological process. In the lower portion of the background, a computer keyboard is visible, with several keys clearly outlined.

VidimCard™ System

PROTOCOL CONNECTION UNI-DIRECTIONNELLE VERSION 4.00

VidimSoft
Vlamingveld 3 – B-8490 Belgium
+32/50.81.67.47 – info@vidimsoft.be

1 Index

1	Index.....	2
2	Introduction.....	3
3	Description fichier	3
4	Fichier exemple.....	Error! Bookmark not defined.
5	Description et configuration des champs	4
5.1	Les champs	4
6	Intention	28
7	Information générale.....	28

2 Introduction

Le but de ce protocole de communication est la réalisation d'une connexion uni-directionnelle entre le SIL et le programme logiciel VidimCard.

Vous trouvez ci-dessous la description du fichier ASCII ou TXT demandé pour que l'importation d'un tel fichier se déroule facilement.

Dans un certain nombre de champs vous pouvez appliquer vos propres préférences. Nous pouvons paramétrer le logiciel basé sur vos préférences.

3 Description fichier

La connexion se réalise sur base d'un fichier ASCII ou TXT généré par le SIL.

Le protocole stipule que le fichier doit être conform aux normes suivantes :

- Le transfer du fichier se fait par le réseau LAN du laboratoire
- Le fichier, créé par le SIL, est mis sur une adresse sur le serveur ou directement sur le PC local où VidimSoft installera le logiciel
- Le fichier porte l'extension '.dnl' ou '.txt'. Mais le logiciel VidimCard a tant de flexibilités que ce fichier peut porter n'importe quelle extension en fonction des possibilités du SIL.
- Les champs peuvent se mettre dans ce fichier sur 2 manières, notamment en utilisant une longueur fixe par champ (les champs ne sont pas délimités par un signe de séparation) ou bien en utilisant le signe de séparation '|' (= delimiter). Avec ce dernier choix, il n'y a pas de longueur fixe par champ.
- Plusieurs données mises dans un champs doivent être séparées par un ';' dans ce champs. Par exemple, vous pouvez utiliser cela en transferant les anticorps dans 1 champs.

Vous trouvez un exemple d'un tel fichier dans rubrique 4 – Fichier exemple.

4 Fichier exemple

```
P0001|SOC0001|NAT0001|DEVOLDER|KRIS|LEGRAND|PETIT|
DECLERCK|01/01/1980|M|N|BOSSTRAAT 10|VELDSTRAAT 3|
8210|VELDEGEM|WEST-VLAANDEREN|BE|D0001|PROD0001|
BRUGMAN|GUY|TORENSTRAAT 10|VALSTRAAT 20|1000|
BRUSSEL|VLAAMS-BRABANT|BE|050/659874|AZ-LUCAS|
PEDIATRIE|B0001|PROB0001|T0001|27/06/2005|27/06/2005|
A|POS||POS|NEG|POS|POS|POS|NEG|||||||1|1
```

Vous trouvez une description détaillée de chaque champ dans rubrique 5 – Description et configuration des champs.

5 Description et configuration des champs

Il y a 1 champ qui est obligatoire à remplir, notamment champ 33 - Test ID number (= numéro de test ou échantillon).

Les autres champs peuvent être vides, mais un certain nombre de champs seront toujours remplis, car certaines données doivent figurer sur la carte.

Vous trouvez ci-dessous une description/configuration des différents champs selon le fichier exemple dans la rubrique 4.

5.1 Les champs

L'exemple ci-dessous vous explique le principe général de la façon de procéder :

```
<Name>PatientIDNumber</Name>
<Position>1</Position>
<Length>50</Length>
<Used>1</Used>
```

La première ligne indique le nom du champ.

La deuxième ligne indique la position du champ dans l'enregistrement.

La troisième ligne indique la longueur du champ. Ceci est important quand vous travaillez avec une longueur fixe, donc sans signe de séparation (delimiter)

La quatrième ligne indique si ce champ est utilisé ou non (1 = utilisé, 0 = non-utilisé)

Certains champs comporteront plusieurs lignes qui seront expliquées ultérieurement.

Position 1- Patient ID Number

Il s'agit du numéro du patient unique dans le laboratoire ou hôpital.

```
<Name>PatientIDNumber</Name>  
<Position>1</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'P0001'.

Position 2 – Patient Social Security Number

Il s'agit du numéro de sécurité sociale unique du patient

```
<Name>PatientSocialSecurityNumber</Name>  
<Position>2</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'SOC0001'.

Position 3 – Patient National Number

Il s'agit du numéro national unique du patient

```
<Name>PatientNationalNumber</Name>  
<Position>3</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'NAT0001'.

Attention :

Il est nécessaire que position 1, position 2 ou position 3 est rempli. Il est désirable d'envoyer 2 des 3 positions remplies.

Position 4 – Patient Last Name

Il s'agit du nom du patient

```
<Name>PatientLastName</Name>  
<Position>4</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'DEVOLDER'.

Position 5 – Patient First Name

Il s'agit du prénom ou initiales du patient

```
<Name>PatientFirstName</Name>  
<Position>5</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'KRIS'.

Position 6 – Patient Maiden Name

Il s'agit du nom de jeune fille du patient.

```
<Name>PatientMaidenName</Name>  
<Position>6</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'LEGRAND'.

Position 7 – Patient Husband Name

Il s'agit du nom du mari.

```
<Name>PatientHusbandName</Name>  
<Position>7</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'PETIT'.

Position 8 – Patient Mother Name

Il s'agit du nom de la mère. Ce champ ne sera qu'utiliser dans le cas d'un nouveau-né.

```
<Name>PatientMotherName</Name>  
  <Position>8</Position>  
  <Length>50</Length>  
  <Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'DECLERCK'.

Position 9 – Patient Birthday

Il s'agit de la date de naissance du patient.

```
<Name>PatientBirthday</Name>  
  <Position>9</Position>  
  <Length>50</Length>  
  <Used>1</Used>  
- <DateField>  
  <Format>DD/MM/YYYY</Format>  
  </DateField>
```

La présentation de la date est importante ! Le format est standard sur 'JJ/MM/AAAA', mais la configuration de VidimCard nous permet de l'adapter à votre préférence (p.e. AAAA/MM/JJ). Vous ne devez pas respecter le format standard.

Dans le fichier exemple ceci est '01/01/1980'.

Position 10 – Patient Gender
Il s'agit du sexe du patient.

```
<Name>PatientGender</Name>  
  <Position>10</Position>  
  <Length>50</Length>  
  <Used>1</Used>  
= <GenderField>  
  <Male>M</Male>  
  <Female>F</Female>  
  <Unknown>U</Unknown>  
  </GenderField>
```

Vous avez la possibilité de choisir entre masculin (M) ou féminin (F), mais vous pouvez appliquer votre propre choix aussi. Nous pouvons adapter les paramètres de la configuration selon votre choix.

Dans le fichier exemple ceci est 'M'.

Position 11 – Patient Language
Il s'agit de la langue du patient. Le logiciel s'adapte automatiquement à la langue du patient.

```
<Name>PatientLanguage</Name>  
  <Position>11</Position>  
  <Length>50</Length>  
  <Used>1</Used>  
= <LanguageField>  
  <English>E</English>  
  <French>F</French>  
  <Dutch>N</Dutch>  
  <Unknown>U</Unknown>  
  </LanguageField>
```

Il y a un choix entre différentes langues. Nous pouvons adapter la configuration selon vos désirs.

Dans le fichier exemple ceci est 'N'.

Position 12 – Patient Address 1

Il s'agit de l'adresse du patient

```
<Name>PatientAddress1</Name>  
<Position>12</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'BOSSTRAAT 10'.

Position 13 – Patient Address 2

Il s'agit de la suite de l'adresse du patient si l'adresse est plus étendue.

```
<Name>PatientAddress2</Name>  
<Position>13</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'VELDSTRAAT 3'.

Position 14 – Patient Postcode

Il s'agit du code postal de la ville du patient.

```
<Name>PatientPostcode</Name>  
<Position>14</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est '8210'.

Position 15 – Patient City

Il s'agit de la ville du patient.

```
<Name>PatientCity</Name>  
<Position>15</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'VELDEGEM'.

Position 16 – Patient Province

Il s'agit de la province du patient.

```
<Name>PatientProvince</Name>  
<Position>16</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'WEST-VLAANDEREN'.

Position 17 – Patient Country

Il s'agit du pays du patient.

```
<Name>PatientCountry</Name>  
<Position>17</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>  
= <CountryField>  
  <Belgium>BE</Belgium>  
  <Netherlands>NL</Netherlands>  
  <Luxembourg>LU</Luxembourg>  
  <France>FR</France>  
  <Unknown>U</Unknown>  
</CountryField>
```

Vous avez la possibilité entre différents pays. Vous rapportez le pays en utilisant le nom du pays ou bien le code ISO du pays. Dans ce dernier cas, vous pouvez envoyer le code numérique ou le code alphanumérique du pays se basant sur le code ISO.

Dans le fichier exemple ceci est 'BE'.

Position 18 – Doctor ID Number

Il s'agit du numéro d'identification du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorIDNumber</Name>  
<Position>18</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'D0001'.

Position 19 – Doctor Professional Number

Il s'agit du numéro professionnel du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorProfessionalNumber</Name>  
<Position>19</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'PROD0001'.

Position 20 – Doctor Last Name

Il s'agit du nom du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorLastName</Name>  
<Position>20</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'BRUGMAN'.

Position 21 – Doctor First Name

Il s'agit du prénom du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorFirstName</Name>  
<Position>21</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'GUY'.

Position 22 – Doctor Address 1

Il s'agit de l'adresse du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorAddress1</Name>  
<Position>22</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'TORENSTRAAT 10'.

Position 23 – Doctor Address 2

Il s'agit de la suite de l'adresse du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorAddress2</Name>  
<Position>23</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'VALSTRAAT 20'.

Position 24 – Doctor Postcode

Il s'agit du code postal de la ville du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorPostcode</Name>  
<Position>24</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est '1000'.

Position 25 – Doctor City

Il s'agit de la ville du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorCity</Name>  
<Position>25</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'BRUSSEL'.

Position 26 – Doctor Province

Il s'agit de la province du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorProvince</Name>  
<Position>26</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'VLAAMS-BRABANT'.

Position 27 – Doctor Country

Il s'agit du pays du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorCountry</Name>
  <Position>27</Position>
  <Length>50</Length>
  <Used>1</Used>
= <CountryField>
  <Belgium>BE</Belgium>
  <Netherlands>NL</Netherlands>
  <Luxembourg>LU</Luxembourg>
  <France>FR</France>
  <Unknown>U</Unknown>
  </CountryField>
```

Vous avez la possibilité entre différents pays. Vous rapportez le pays en utilisant le nom du pays ou bien le code ISO du pays. Dans ce dernier cas, vous pouvez envoyer le code numérique ou le code alphanumérique du pays se basant sur le code ISO.

Dans le fichier exemple ceci est 'BE'.

Position 28 – Doctor Telephone Number

Il s'agit du numéro téléphone du médecin prescripteur du patient.

```
<Name>DoctorTelephoneNumber</Name>
  <Position>28</Position>
  <Length>50</Length>
  <Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est '050/659874'.

Position 29 – Doctor Hospital

Il s'agit de l'hôpital avec lequel le médecin prescripteur est lié.

```
<Name>DoctorHospital</Name>
  <Position>29</Position>
  <Length>50</Length>
  <Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'AZ-LUCAS'.

Position 30 – Doctor Department

Il s'agit du département dans l'hôpital avec lequel le médecin prescripteur est lié.

```
<Name>DoctorDepartment</Name>  
<Position>30</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'PEDIATRIE'.

Position 31 – Biologist ID Number

Il s'agit du numéro d'identification du biologiste dans le laboratoire ou hôpital.

```
<Name>BiologistIDNumber</Name>  
<Position>31</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'B0001'.

Position 32 – Biologist Professional Number

Il s'agit du numéro professionnel du biologiste.

```
<Name>BiologistProfessionalNumber</Name>  
<Position>32</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'PROB0001'.

Position 33 – Test ID Number

Il s'agit du numéro d'échantillon ou test **Ce champ ou cette position doit obligatoirement être rempli !**

```
<Name>TestIDNumber</Name>  
<Position>33</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci est 'T0001'.

Position 34 – Test Date

Il s'agit de la date de l'échantillon ou test.

```
<Name>TestDate</Name>
  <Position>34</Position>
  <Length>50</Length>
  <Used>1</Used>
- <DateField>
  <Format>DD/MM/YYYY</Format>
  </DateField>
```

La présentation de la date est importante ! Le format standard est 'JJ/MM/AAAA', mais la configuration de VidimCard nous permet de l'adapter à votre préférence (p.e. AAAA/MM/JJ). Vous ne devez pas respecter le format standard.

Dans le fichier exemple ceci est '27/06/2005'.

Position 35 – Test Request Date

Il s'agit de la date de la demande du test. Cette date peut être différente que celle à position 34 !

```
<Name>TestRequestDate</Name>
  <Position>35</Position>
  <Length>50</Length>
  <Used>1</Used>
- <DateField>
  <Format>DD/MM/YYYY</Format>
  </DateField>
```

La présentation de la date est importante ! Le format standard est 'JJ/MM/AAAA', mais la configuration de VidimCard nous permet de l'adapter à votre préférence (p.e. AAAA/MM/JJ). Vous ne devez pas respecter le format standard.

Dans le fichier exemple ceci est '27/06/2005'.

Position 36 – ABO

Il s'agit du groupe sanguin du patient.

```
<Name>ABO</Name>
  <Position>36</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
= <ABOField>
  <A>A</A>
  <B>B</B>
  <AB>AB</AB>
  <O>O</O>
  <Unknown />
  </ABOField>
```

Vous rapportez le groupe sanguin selon la configuration ci-dessus..

Dans le fichier exemple ceci est 'A'.

Position 37 – Rhesus (RH1)

Il s'agit du Rhesus (RH1)du patient.

```
<Name>Rhesus</Name>
  <Position>37</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
= <RhesusField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Du>DU</Du>
  <RhNull>NULL</RhNull>
  <Unknown />
  </RhesusField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'POS'.

Position 38 – Du

Il s'agit du Du du patient; ce champ ne peut être rempli quand le patient a un rhésus négatif !

```
<Name>Du</Name>
  <Position>38</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
= <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
  </PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli, vu que le patient est RH1 positif

Position 39 – Phenotypes

Il s'agit des phénotypes (RH2,RH3, RH4,RH5) du patient.

Dans ce champ vous rapportez le résultat de tous les phénotypes en 1 chaîne **dans l'ordre suivante : RH2 (C);RH3 (E);RH4 (c);RH5 (e).**

Faites attention que les phénotypes soient séparés par un ';'. Vous pouvez aussi rapporter le résultat de chaque phénotype 1 par 1, mais dans ce cas, vous devez utiliser les positions 40 – 43 !

```
<Name>PhenoType</Name>
  <Position>39</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ce champ est vide, car les phénotypes sont rapportés en utilisant position 40 – 43.

Position 40 – Big C (RH2)

Il s'agit du grand C (RH2) du patient.

Vous ne rapportez que le résultat du grand C dans ce champ et pas le resultants des autres phenotypes.

```
<Name>BigC</Name>
  <Position>40</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
- <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
  </PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'POS'.

Position 41 – Small c (RH4)

Il s'agit du petit c (RH4) du patient

Vous ne rapportez que le résultat du petit c dans ce champ et pas le resultants des autres phenotypes.

```
<Name>Smallc</Name>
  <Position>41</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
- <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
  </PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'NEG'.

Position 42 – Big E (RH3)

Il s'agit du grand E (RH3) du patient.

Vous ne rapportez que le résultat du grand E dans ce champ et pas le resultants des autres phenotypes.

```
<Name>BigE</Name>
  <Position>42</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
- <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
  </PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'POS'.

Position 43 – Small e (RH5)

Il s'agit du petit e (RH5) du patient.

Vous ne rapportez que le résultat du petit e dans ce champ et pas le resultants des autres phenotypes.

```
<Name>Smalle</Name>
  <Position>43</Position>
  <Length>10</Length>
  <Used>1</Used>
- <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
  </PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'POS'.

Position 44 – Big K (KEL1)

Il s'agit du grand K (KEL1) du patient.

```
<Name>BigK</Name>
<Position>44</Position>
<Length>10</Length>
<Used>1</Used>
= <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
</PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'POS'.

Position 45 – small k (KEL2)

Il s'agit du petit k (KEL2) du patient.

```
<Name>Smallk</Name>
<Position>45</Position>
<Length>10</Length>
<Used>1</Used>
= <PosNegField>
  <Positive>POS</Positive>
  <Negative>NEG</Negative>
  <Unknown />
</PosNegField>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci est 'NEG'.

Position 46 – Antibody Info

Il s'agit des anticorps du patient. VidimCard peut les importer en une seule chaîne de caractères.

Cette information est traité comme texte libre.

```
<Name>AntibodyInfo</Name>  
<Position>46</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Important : vous pouvez rapporter plusieurs anticorps dans ce champ. Faites attention que les différents anticorps soient séparés par un ‘;’.

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 47 – Antibody Code List

Il s'agit du code ISBT connu de l'anticorps. Notre logiciel peut lier ce code à l'anticorps spécifique en utilisant notre base de données.

```
<Name>AntibodyCodeList</Name>  
<Position>47</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Important : vous pouvez rapporter plusieurs anticorps dans ce champ. Faites attention que les différents anticorps soient séparés par un ‘;’.

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 48 – Antigen Info

Il s'agit des antigènes du patient. VidimCard peut les importer en une seule chaîne de caractères.

Cette information est traitée comme texte libre.

```
<Name>AntigenInfo</Name>  
<Position>48</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Important : vous pouvez rapporter plusieurs anticorps dans ce champ. Faites attention que les différents anticorps soient séparés par un ‘;’.

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 49 – Antigen Code List

Il s'agit du code ISBT connu de l'antigène. Notre logiciel peut lier ce code à l'antigène spécifique en utilisant notre base de données.

```
<Name>AntigenCodeList</Name>  
<Position>49</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Important : vous pouvez rapporter plusieurs anticorps dans ce champ. Faites attention que les différents anticorps soient séparés par un ‘;’.

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 50 – Screening (RAI)

Il s'agit de l'indication si la RAI est positive ou négative.

```
<Name>Screening</Name>  
<Position>50</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Vous avez plusieurs possibilités. Nous pouvons adapter notre configuration selon la manière que vous transférez le résultat (p.e. POS ou P ou '+', ...).

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 51 – Transfusion Advice 1

Il s'agit de l'indication d'un conseil de transfusion pour ce patient. Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>TransfusionAdvice1</Name>  
<Position>51</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 52 – Transfusion Advice 2

Il s'agit de l'indication d'un conseil de transfusion pour ce patient. Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>TransfusionAdvice2</Name>  
<Position>52</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 53 – Transfusion Advice 3

Il s'agit de l'indication d'un conseil de transfusion pour ce patient.
Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>TransfusionAdvice3</Name>  
<Position>53</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 54 – Transfusion Advice 4

Il s'agit de l'indication d'un conseil de transfusion pour ce patient.
Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>TransfusionAdvice4</Name>  
<Position>54</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 55 – Transfusion Advice 5

Il s'agit de l'indication d'un conseil de transfusion pour ce patient.
Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>TransfusionAdvice5</Name>  
<Position>55</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 56 – Determinations

Il s'agit de la détermination du groupe sanguin du patient.

```
<Name>Determinations</Name>  
<Position>56</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Vous devez indiquer de quelle détermination il s'agit. Vous avez le choix entre 4 possibilités, notamment 1 = première détermination, 2 = deuxième détermination, P= détermination provisoire et U = Inconnu. Dans ce dernier cas, le champ peut être vide aussi. Mais notre configuration peut être adaptée aux possibilités du SIL.

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 57 – Hospital Department

Il s'agit du département de l'hôpital dans lequel le patient a été hospitalisé.

```
<Name>HospitalDepartment</Name>  
<Position>57</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 58 – Memo 1

Il s'agit d'un champ à texte libre. Vous pouvez rapporter des informations supplémentaires sur le patient.

Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>Memo1</Name>  
<Position>58</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 59 – Memo 2

Il s'agit d'un champ à texte libre. Vous pouvez rapporter des informations supplémentaires sur le patient.

Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>Memo2</Name>  
<Position>59</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 60 – Memo 3

Il s'agit d'un champ à texte libre. Vous pouvez rapporter des informations supplémentaires sur le patient.

Ce champ est traité comme texte libre et considéré comme 1 chaîne de caractères. Vous pouvez utiliser des espaces dans ce champ texte.

```
<Name>Memo3</Name>  
<Position>60</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Dans le fichier exemple ceci n'est pas rempli.

Position 61 – Method

Il s'agit de l'indication de la méthode sur laquelle l'analyse sanguine a été effectuée. Ou bien vous pouvez rapporter le nom spécifique de la méthode, ou bien vous utilisez un chiffre (méthode 1, méthode 2,...)

```
<Name>Method</Name>  
<Position>61</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Nous pouvons adapter le logiciel selon la configuration utilisée par le SIL.

Dans le fichier exemple ceci est '1'.

Position 62 – Print

Il s'agit de l'indication si la carte du patient doit être imprimé ou pas.

```
<Name>Print</Name>  
<Position>62</Position>  
<Length>50</Length>  
<Used>1</Used>
```

Vous n'avez que 2 possibilités, notamment 1 = imprimer, 0 = pas imprimer.

Dans le fichier exemple ceci est '1'.

6 Intention

Le protocole donne une certaine flexibilité au niveau configuration. Sur un nombre de champs VidimSoft peut adapter la propre configuration selon les possibilités du SIL.

Avant qu'une installation sera effectuée, il est impératif que le SIL nous fournisse un fichier exemple par courrier électronique. Vous trouvez toutes nos coordonnées dans rubrique 7 – Information générale.

Ce fichier exemple sera utilisé pour configurer et tester la connection. Dès que la connection fonctionne, l'installation définitive sera effectuée.

7 Information générale

VidimSoft reste toujours à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ce protocole.

Vous pouvez nous joindre sur :

**VIDIMSOFT
VLAMINGVELD 3
8490 JABBEKE
BELGIUM**

Tel. : +32/50.81.67.47

Fax : +32/50.81.67.48

info@vidimsoft.be

www.vidimsoft.com